

708DS

Wózek standardowy z obniżonym o 5 cm siedziskiem pozwala niektórym pacjentom odpychanie się nogami. Wózek wyposażony jest w koła tylne i przednie o mniejszej średnicy od standardowych. Koła tylne szprychowe.

Przeznaczony dla osób z dysfunkcją ruchu.

708DS

Kolory ram

C29

C27

C32

Koła tylne szprychowe
O rozmiarze 22"



Koła przednie
O rozmiarze 6"

56	30	39	22	47		107	41	41	18	
59	30	42	22	47		107	41	41	18	
61	30	44	22	47	40-54	107	41	41	19	120
63	30	46	22	47		107	41	41	19	
65	30	48	22	47		107	41	41	19	
67	30	50 +	22	47		107	41	41	19	