

## 708HEM2

Wózek standardowy przeznaczony dla osób, które mają sprawną tylko jedną rękę. Obręcze napędowe są zamontowane na jednym kole, w zależności którą obrócą się kręci wózek skręca w lewo bądź w prawo. Hamulce są ze sobą sprzężone i również można zahamować dwa koła używając tylko jednej ręki.

## 708DHem2

Kolory ram



57	36	<b>39</b>	22	51		115	41	41	22	
60	36	<b>42</b>	22	51		115	41	41	22	
62	36	<b>44</b>	22	51	40-54	115	41	41	22	
64	36	<b>46</b>	22	51		115	41	41	22	
66	38	<b>48</b>	22	51		115	41	41	22	
68	38	<b>50 +</b>	22	51		115	41	41	22	120