

# Wózek stabilizujący głowę i plecy

MODEL 750 z odchylanym oparciem do 30°



Wózek ma odchylane oparcie w sposób płynny do 30 stopni. Wyposażony standardowo w zagłówek w formie wydłużonego oparcia oraz specjalną barierkę łączącą rączki do pchania co usztywnia całą konstrukcję oraz umożliwia równe odchylanie oparcia

W standardowej wersji wyposażony jest w podnóżki z regulacją kąta nachylenia do poziomu z podparciami podudzia. Konstrukcja modułowa pozwalająca w trakcie używania rozbudowę wózka i polepszenie komfortu funkcjonowania.

Ściągane przedłużenie

Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia.

Wspaniałe funkcjonujące, bardzo skuteczne hamulce oparte na systemie sprężynowym

Światelka odblaskowe sprawiają, że zawsze jesteście widoczni nawet

Podnóżki regulowane do poziomu z podparciem na łydki

Kolory ram

C29

C16

C17

Kółka odbojowe zabezpieczające przed obijaniem ścian.



60	31	39	22	51	43	93	116	46	26		
63	31	42	22	51	43	93	116	46	26		
65	31	44	22	51	43	93	116	46	26		
67	31	46	22	51	43	93	116	46	26		90
71	31	50	22	51	43	93	116	46	26		

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka!