

Wózek stabilizujący głowę i plecy

MODEL 750 soft z odchylanym oparciem do 30°



Wózek ma odchylane oparcie w sposób płynny do 30°. Wyposażony standardowo w ortopedyczną tapicerkę typu SOFT zrobioną ze specjalnej gąbki, która dopasowuje się idealnie do ciała chroniąc w ten sposób po części ciało przed powstawaniem odleżyn oraz ze specjalnego materiału obciowego bardzo delikatnego dla ciała ale wytrzymałego w zagłówkach ortopedycznych z możliwością dopasowania do obwodu głowy z regulacją kąta nachylenia oraz wysokości. Konstrukcja modułowa pozwalająca w trakcie używania rozbudowę wózka i polepszenie komfortu funkcjonowania.

Zagłówek ortopedyczny

Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia.

Wspaniale funkcjonujące, bardzo skuteczne hamulce oparte na systemie sprężynowym


Światła odblaskowe sprawiają, że zawsze jesteście widoczni nawet w nocy.

Zabezpieczenia stabilizujące na kolana

Podnóżki regulowane do poziomu z podparciem na łydki

Kółka odbojowe zabezpieczające przed obijaniem ścian.

Kolory ram



60	31	39	22	51	43		116	60	34	
63	31	42	22	51	43		116	60	34	
65	31	44	22	51	43	46-42	116	60	34	90
67	31	46	22	51	43		116	60	34	
71	31	50	22	51	43		116	60	34	

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka!