



Wózek sanitarny model 9100 jest konstrukcją , która łączy w sobie dwie funkcje :

1. Funkcję wózka stabilizującego plecy,
2. funkcję wózka toaletowego,

Wyposażony standardowo w:

- bardzo wygodną , komfortową tapicerkę,
- odchylane do 25° oparcie , skonstruowane w sposób umożliwiający samodzielne obsługiwanie przez użytkownika siedzącego na wózku (zrówna rozkładanie oparcia jak również składanie),
- odchylane do poziomu podnóżki z podparciem tydek,
- pojemnik sanitarny pod siedziskiem,
- tapicerowana podłużna zatyczka toaletowa siedziska.
- demontowalne podłokietniki,
- demontowalne całe oparcie.

wózek można wyposażyć w opcje dodatkowe :

- zagłówek,
- peloty boczne stabilizujące , dla osób , które nie siedzą stabilnie,
- pasy stabilizujące,
- stolik terapeutyczny,
- szerokość siedziska 50 cm.



Długość wózka (podnóżki opuszczone)	1080 mm
Długość wózka (podnóżki podniesione 90°) ..1260 mm (min.) - 1400 mm (max.)	
Wysokość całkowita (z oparciem)	1070 mm
Szerokość siedziska	460 mm
Szerokość całkowita wózka	660 mm
Głębokość siedziska	440 mm
Wysokość siedziska	550 mm
Wysokość oparcia	560 mm
Regulacja kąta oparcia	0° - 25°
Wysokość podłokietnika (poduszka siedzisko)	250 mm
Wysokość podłokietnika (poduszka-podłoga)	770 mm
Koła przód (nie pompowane)	200 mm x 50 mm
Koła tył (nie pompowane)	24" x 1" 3/8
Ciężar wózka (+ podnóżki + podłokietniki)	25,5 kg
Wytrzymałość (max. obciążenie)	100 kg