



W celu łatwiejszego prowadzenia, wózek wyposażony jest w cztery małe kółka skrętne o rozmiarze 125 mm. Bardzo sprytny mechanizm płyty podnóżka pozwala na schowanie płyty pod siedzisko kiedy jest nieużywana. Podłokietniki całkowicie wsuwają się do wysokości ramy siedziska co ułatwia wsiadanie i przesiadanie się na łóżko. Mechanizm odchylania oparcia może być uruchamiany przez osobę trzecią jak również przez samego użytkownika.

standardowe wyposażenie:

- Odchylane oparcie,
- odchylane siedzisko,
- podłokietnik z regulowaną wysokością,
- wysuwana płyta podnóżka,
- hamulec centralny
- koło kierunkowe



wyposażenie opcjonalne:

- uchwyt dokumentacji medycznej,
- zagłówek,
- peloty,
- uchwyt kroplówki,
- uchwyt butli z tlenem,
- uchwyt na worek,
- stolik.

kolory tapicerek:



70



54



0-27



53



133



80



12°



30°



48



80*
133*



140



33

wymiary podane w tabeli mogą się różnić od tych rzeczywistych w zakresie +/- 1,5 cm i +/- 1,5 kg

*w pozycji siedzącej bez wysuniętej płyty podnóżka ** w pozycji leżącej, z wysuniętą płytą.