



ALOIS



LINAK 
WE IMPROVE YOUR LIFE

Łóżko dla osób chorujących na chorobę Alzheimera. Leże obniża się do prwie poziomu podłogi . Osoba , która w sposób nieświadomy wstaje z łóżka nie upadnie na podłogę z wysokości , która spowodowała by uraz.

- regulacja wysokości całego leża na pilota
- regulacja kąta nachylenia oparcia na pilota ,
- regulacja części udowej podnóżka na pilota,
- regulacja części łydkowej podnóżka manualna,
- obudowa wykonana z drzewa bukowego
- z wysięgnikiem i barierkami metalowymi lub drewnianymi w standardzie
- leże metalowe



ALOIS 200x90 107 207 20 72 65° - 16° + 140 kg 185 kg