

Wózek lekki z kołami na szybkozłączacza



Model **eclipse+**

ECLIPS+ jest nowym lekkim wózkiem w gamie wyrobów RHA-POL-A, zrobiony z aluminium waży 14,8 kg. Daje duże możliwości adaptacyjne dla użytkownika i bardzo dobrą mobilność.

- możliwość regulacji środka ciężkości
- możliwość nachylenia widełki,
- możliwość regulacji kąta nachylenia siedziska
- koła na szybkozłączaczki,
- odchylane podłokietniki za oparcie,
- wytrzymałość do 130 kg.
- ergonomiczne ręczki
- podnóżki odchylane na zewnątrz oraz do wewnątrz i dlatego nie jest konieczne ich ściąganie przy poruszaniu się w małych pomieszczeniach

Nowy zamek do podłokietnika. System ten wzmacnia mocowanie na tyle skutecznie, że można podnosić wózek chwytając za podłokietniki.

Płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego tworzywa

Nowy wygląd i kształt podłokietników czyni wózek nowoczesnym i estetycznym a możliwość odchylania za oparcie i wyciąganie bardzo funkcjonalnym.

Wspaniałe funkcjonujące, bardzo skuteczne hamulce z karbowaną powierzchnią dociskową

Koła tylne na szybkozłączacza zamocowane w bloku aluminiowym umożliwiającym zmianę położenia osi w pionie -dzięki temu można zmieniać kąt nachylenia siedziska

Widelki pastukowe zmniejszają wagę wózka. Możliwość zmiany wysokości mocowania -dzięki temu można zmieniać wysokość siedziska od podłoża

Płyta podnóżka regulacją głębokości

Podnóżki odchylane Na zewnątrz i do Wewnątrz

Kolory ram



Wózek może występować w wersjach dla osób po amputacji, dla sparaliżowanych jednostronnie oraz w wersji transportowej.



T30



Hem 2



Amp

59	30	39	22	43-52	42-44-46	42-46	100-117	14.5		
62	30	42	22	43-52	42-44-46	42-46	100-117	14.5		
64	30	44	22	43-52	42-44-46	42-46	100-117	15		
66	30	46	22	43-52	42-44-46	42-46	100-117	15		
68	30	48	22	43-52	42-44-46	42-46	100-117	15.4		
70	30	50	22	43-52	42-44-46	42-46	100-117	15.6		
74	30	55	22	43-52	42-44-46	42-46	100-117	15.6		
						40-51				130

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka!