

Wózek lekki aluminiowy z kołami na szybkozłącza ze stabilizacją głowy i pleców

Model eclips+30°



Eclips+ z odchylanym oparciem do 30 stopni . Wykonany z aluminium. Wspaniały wózek dla osób potrzebujących ciągłej zmiany nachylenia pleców. Łączy solidność, lekkość i funkcjonalność. Możliwość doposażenia w dodatkowe opcje jak w wersji standardowej. Wózek można doposażyć w wiele bardzo funkcjonalnych opcji.



Regulowana wysokość rączek do pchania



Płynna regulacja oparcia przy pomocy sprężyn hydraulicznych

Koła tylne na szybkozłącza



Siedzisko wsuwane w profil aluminiowy- dodatkowo wzmocnienia tapicerkę w miejscu gdzie często ulega ona uszkodzeniu w wyniku obciążenia




Przedłużenie oparcia

Podłokietniki odchylane za oparcie i wyciągane całkowicie

Podnóżki odchylane Na zewnątrz i do Wewnątrz.

Kolory ram



Płyta podnóżka regulacją głębokości

Wózek może występować w wersjach dla osób sparaliżowanych jednostronnie oraz w wersji transportowej.



T30



Hem 2

59	30	39	22	43-52	90-104	100-117	42-44-46	42-46	21	130
62	30	42	22	43-52	90-104	100-117	42-44-46	42-46	21	
64	30	44	22	43-52	90-104	100-117	42-44-46	42-46	21	
66	30	46	22	43-52	90-104	100-117	42-44-46	42-46	22	
68	30	48	22	43-52	90-104	100-117	42-44-46	42-46	22	
70	30	50	22	43-52	90-104	100-117	42-44-46	42-46	22	
74	30	55	22	43-52	90-104	100-117	42-44-46	42-46	22	

Uwaga :Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka!