

Wózek lekki aluminiowy z kołami na szybkozłącza ze stabilizacją głowy i pleców



Model EclipsX4 90°

Eclips X4 90 nowej generacji wózek wykonany z aluminium stabilizujący głowę i plecy. Gwarantowany maksymalny komfort. Oparcie w sposób płynny odchylane do pozycji leżącej za pomocą sprężyn hydraulicznych.

Standardowo wyposażony w profilowaną tapicerkę typu soft oraz ortopedyczny zagłówek, którego objętość można zmieniać i dopasowywać do głowy.



Regulowana wysokość rączek do pchania



Płynna regulacja oparcia za pomocą sprężyn hydraulicznych

Zagłówek typ ortopedyczny

Tapicerka profilowana typu soft

Specjalne miękkie ochrony na kolana

Podnóżki odchylane
Na zewnątrz do regulacji kąta nachylenia z podparciami na łydki
Wewnątrz z regulacją kąta nachylenia z podparciami na łydki

Koła tylne na szybkozłącze

Płyta podnóżka regulacją głębokości

Kolory ram



Opcjonalnie istnieje możliwość zamontowania małych kół transportowych

59	30	39	22	39-52	86-104	100-121	42-50	42-46				
62	30	42	22	39-52	86-104	100-121	42-50	42-46				
64	30	44	22	39-52	86-104	100-121	42-50	42-46				
66	30	46	22	39-52	86-104	100-121	42-50	42-46				
68	30	48	22	39-52	86-104	100-121	42-50	42-46				
70	30	50	22	39-52	86-104	100-121	42-50	42-46				
74	30	55	22	39-52	86-104	100-121	42-50	42-46				
									Okolo 30kg		130	