

# Wózek lekki aluminiowy z kołami na szybkozłącza



Model **eclipse**

Eclipse**x5** jest wózkiem aluminiowym z zaletami wózka aktywnego.

Rączki do pchania z regulacją wysokości

Płyty boczne wykonane w formie ochrony z aluminium

Możliwość zmiany napięcia oparcia oraz wysokości oparcia

Możliwość zmiany głębokości siedzenia, szczególnie ważne dla osób wysokich

Wspaniałe funkcjonujące, bardzo skuteczne hamulce z karbowaną powierzchnią dociskową

Podnóżki z jedną płytą, odchylane Na zewnątrz i do Wewnątrz

Koła tylne typu 'spider' na szybkozłączce zamocowane w adapterze umożliwiającym zmianę położenia osi w pionie i poziomie -dzięki temu można zmieniać:  
-Kąt siedzenia,  
-Środek ciężkości

Widelki aluminiowe zmniejszają wagę wózka. Możliwość zmiany wysokości mocowania -dzięki temu można zmieniać wysokość siedziska od podłoża

Kolory ram

C30

59	30	<b>39</b>	22	39-52	42-50			42-46	100-121		
62	30	<b>42</b>	22	39-52	42-50			42-46	100-121		
64	30	<b>44</b>	22	39-52	42-50			42-46	100-121		
66	30	<b>46</b>	22	39-52	42-50			42-46	100-121		
68	30	<b>48</b>	22	39-52	42-50			42-46	100-121		
70	30	<b>50</b>	22	39-52	42-50			42-46	100-121		
74	30	<b>55</b>	22	39-52	42-50			42-46	100-121		
						40-51		42-46	100-121		
								42-46	100-121		
								42-46	100-121	14kg	
								42-46	100-121		130

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka!