

Wózek multipozycyjny stabilizujący głowę i plecy

INOVYS



Wózek model INOVYS pozwala na ciągłe utrzymywanie idealnej dla pacjenta postawy. Zarówno kąt oparcia jak i siedziska może być łatwo regulowany niezależnie. Pozostałe parametry wózka również można dopasować do indywidualnych wymagań pacjenta. Bardzo ciekawy jest zagłówek którego pozycjonowanie jest nieograniczone można go również obracać i przesuwając w pozycji horyzontalnej. Również głębokość siedziska jest regulowana w sposób płynny. Dla osób, które używają wózka w zimie na zewnątrz i jest potrzeba grubiej się ubrać wózek ma w standardzie możliwość poszerzania siedziska. Bardzo duży komfort siedzenia dzięki tapicerce typu VISCO - jest to gąbka z pamięcią, która niweluje zbyt duże naciski punktowe na uda i pośladki i plecy, które są przyczyną tworzenia się odleżyn.

Kolory ram



W pełni regulowany zagłówek ortopedyczny

Płynnie regulowany kąt nachylenia oparcia przy pomocy hydrauliki

Podłokietniki z regulacją wysokości
możliwość zmiany szerokości siedziska

Specjalnie wyprofilowana tapicerka typu VISCO. Oparcie z boczna stabilizacją. Oparcie i siedzisko wykonane z gąbki z pamięcią.

zabezpieczenie kolan

Możliwość płynnej zmiany głębokości siedzenia, Regulacja wysokości siedziska od podłoża

Regulowana wysokość rączek do pchania

Zmiana położenia podparcia pod łydki :
-wysokość
-głębokość

Płyta podnóżka regulowana :
-wysokość
-głębokość
-kąt nachylenia

Kółka antywywrotne

Koła na szybkołączkach



Rewelacyjny zagłówek który można przesuwając, obracać, regulować na głębokość, regulować wysokość, oraz zmieniać objętość.

W standardzie tapicerka (siedzisko) typu VISCO, wykonana ze specjalnej gąbki z pamięcią

