



# INTERVAL3



- regulacja wysokości leża na pilota,
- regulacja kąta nachylenia oparcia na pilota ,
- regulacja części udowej podnóżka na pilota,
- regulacja części łydkowej podnóżka manualnie,
- obudowa wykonana z drzewa bukowego dwukolorowa,
- wysięgnik i barierki w standardowym wyposażeniu
- leże wykonane z plastikowych kształtek , zupełnie demontowalnych
- rama pokryta lakierem proszkowym



INTERVAL3   200x90   103   208   36   79   83°   -   -/20°   -   140 kg   185 kg