



# LUNA X-Low



**LUNA X-Low to wersja dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera oraz dla osób niskiego wzrostu . Leże obniża się prawie do poziomu podłogi . Osoba , która w sposób nieświadomy wstaje z łóżka nie upadnie na podłogę z wysokości , która spowodowała by uraz. Osoby niskiego wzrostu mają ułatwione siadanie na łóżko i wstawanie.**

- regulacja wysokości całego leża na pilota
- regulacja kąta nachylenia oparcia na pilota ,
- regulacja części udowej podnóżka na pilota,
- regulacja części łydkowej podnóżka manualna,
- obudowa wykonana z drzewa bukowego,
- wysięgnik w standardzie,
- leże metalowe.

**LINAK**®   
WE IMPROVE YOUR LIFE



LUNA X-Low   200x90   103   224   20   60   83°   -   16°   +   140 kg   175 kg