



tworzymy nowe możliwości  
...elegancja i funkcjonalność

## LUNA DELUX



- regulacja wysokości całego leża na pilota,
- regulacja wysokości leża tylko od strony głowy (pozycja siedząca)-antytrendelenburg
- regulacja kąta nachylenia oparcia na pilota ,
- regulacja części udowej podnóżka na pilota,
- regulacja części tydkowej podnóżka manualna,
- obudowa wykonana z drewna bukowego
- wysięgnik i barierki w standardzie
- leże metalowe

**System transportowy** do modelu luna pozwala w łatwy sposób przestawianie i przechowywanie całego łóżka w komplecie.



**LINAK**®   
WE IMPROVE YOUR LIFE



LUNA Delux    200x90    103    214    40    80    83°    -    20°    +    140 kg    175 kg