

MERCURIUS 4



Moc sama w sobie . Dzięki temu modelowi jesteśmy w posiadaniu podstawowych cech takiego pojazdu: stabilność, styl i komfort, nadzwyczajna mobilność, wytrzymałość no i szybkość max.15 km/h. Perfekcyjny w terenie. Dwa tryby pracy fast i slow (automatyczne ograniczenie prędkości. standard:

- amortyzatory z przodu i z tyłu ,
- światła ,
- zagłówek ,
- aluminiowe felgi ,
- siedzenie i oparcie -komfort ,
- koszyk ,
- obracany fotel ,
- regulowany kąt nachylenia oparcia,
- przesuwany fotel (przód tył) ,
- możliwość pchania ,
- nachylana kolumna kierownicza ,
- odchylane podłokietniki ,
- rozkładany ,
- łatwy w transporcie ,
- ergonomiczny ,
- kompaktowy .

kolory:



szampan



2x12V 70Ah



2x1490W



15 km/h



~45 km



9° (15%)



17 cm



320 cm



68



130



145



50-57



3.00x8



130



150

Maksymalny dystans podany w tabeli , który mogą pokonywać skutery dotyczy warunków optymalnych. Może się on zmienić znacząco jeżeli skuter będzie eksploatowany w niskich temperaturach, w nierównym terenie bądź nie będą przestrzegane zalecenia dotyczące eksploatacji .



t w o r z y m y n o w e m o ż l i w o ś c i