

SATURNUS 4



To najbardziej popularny skuter na rynku .
 Oferuje wiele korzyści: **stabilność, styl, i nadzwyczajną mobilność**. Perfekcyjny w pomieszczeniach zamkniętych jak również dzięki szerokim kołom w terenie.

Standard:

- koszyk,
- kółka przeciw-wywrotne,
- obracany fotel,
- przesuwany fotel (przód tył),
- możliwość pchania,
- nachylana kolumna kierownicza,
- odchylane podłokietniki,
- rozkładany,
- łatwy w transporcie,
- ergonomiczny,
- kompaktowy.



Opcjonalnie skuter można wyposażyć w bardzo praktyczną podczas padania deszczu zabudowę.

kolory:



niebieski



2x12V 44 Ah
żelowe



2x560W



12 km/h



~30 km



8° (14%)



15 cm



290 cm



58



115



135



36-53



330x100



85



120

Maksymalny dystans podany w tabeli , który mogą pokonywać skutery dotyczy warunków optymalnych. Może się on zmienić znacząco jeżeli skuter będzie eksploatowany w niskich temperaturach, w nierównym terenie bądź nie będą przestrzegane zalecenia dotyczące eksploatacji .

