

# Wózek multipozycyjny stabilizujący głowę i plecy




## Serenys

Wózek model **serenys** pozwala na ciągle utrzymywanie idealnej dla pacjenta postawy. Zarówno oparcie jak i siedzisko może być łatwo regulowane niezależnie. Pozostałe parametry wózka również można dopasować do indywidualnych wymagań pacjenta.

Wyposażony standardowo w ortopedyczną tapicerkę typu **SOFT** zrobioną ze specjalnej gąbki, która dopasowuje się idealnie do ciała co powoduje, że siły rozkładają się równomierniej, chroniąc w ten sposób po części ciało przed powstawaniem odleżyn oraz ze specjalnego materiału obiciowego bardzo delikatnego dla ciała ale wytrzymałego.



Wózek jest składany do transportu



Dla osób wymagających dodatkowej stabilizacji można zamontować peloty



Stolik z półokrągłym wycięciem jest bardzo funkcjonalną opcją

65 71 77	39 45 51	22-29,5	52-45(przód) 38-53(tył)	102	113	44-50	50-60	-2°/+15°	-5°/+50°		120