



novacare 

NOWOŚĆ

2012

# smartline2

**Smartline2 zmiennociśnieniowy materac zalecany w leczeniu odleżyn II stopnia włącznie zgodnie z EPUAP.**

- Bi-elastyczny poliuretanowy pokrowiec zapinany na zamek, wodoszczelny i paro przepuszczalny.
- System składa się z: jednostki sterującej z pompą membranową z uchwytami do powieszenia na panelu łóżka oraz postawieniu na podłodze, z 17 poprzecznie ułożonych dynamicznych komór i 3 komór statycznych pod głowę.
- Zawór reanimacyjny CPR natychmiastowego opróżnienia komór.
- Tryb statyczny dla pacjentów wrażliwych na ból.
- Funkcja transportowa.
- Alarm (wskaźnik akustyczny i optyczny) niskiego ciśnienia
- Regulacja ciśnienia-płynna z podziałką kg.
- Komory nylonowe gwarantują olbrzymią Trwałość.
- Możliwość wymiany poszczególnych Komór materaca.



#### Dane techniczne

**Nr. Artykułu . 992100 UK**

#### Jednostka sterująca

Wymiary: ca. 280 x 200 x 100 mm (L x B x H)

Waga: ca. 2,2 kg

Kompresor membranowy,

mech. Sterowanie:

Zmienny cykl pracy (10 min)

Tryb statycznych pracy,

Alarm niskiego ciśnienia (wizualny i akustycznych)

#### Materac

Wymiary zawyżone: (bez podstawy)

ca. 200 x 88,5 x 12,5 cm

Waga: ca. 4,7 kg

17 komór, 3 statyczne komory głowy,

Przewód powietrza z wbudowanymi

wew. zabezpieczeniami przed

zgięciem, zawór reanimacyjny CPR,

#### Materiały

Komory : Nylon PVC

Pokrowiec: PU-Bi-elastyczny

poliuretanowy pokrowiec

zapinany na zamek, wodoszczelny i

paro przepuszczalny

**Max. Waga pacjenta: 130 kg**



novacare gmbh  
ISO CERTIFIED

DIN EN ISO 9001  
DIN EN ISO 13455