



Wózek z napędem elektrycznym, pokojowo-terenowy dla dorosłych. Legenda w ofercie VERMEIREN : niezawodny , trwały i niezwykle skuteczny w warunkach drogowych. Bardzo czuła jednostka sterująca nowego typu SHARK II zapewnia doskonale manewrowanie oraz minimalne zużycie energii . Wyprofilowane poduszki siedziska i oparcia zapewniają wysoki komfort.

Żadnej nadmiernej ilości plastików tylko czysta, mocna konstrukcja. All-in-one :komfort, technologia, jakość, wytrzymałość.

- wyposażony w mikroprocesorową jednostkę sterującą , która ułatwia sterowanie wózkiem przy użyciu minimum siły,
- sterownik odchylany na bok,
- oświetlenie,
- kółka przeciwwyrotne,
- pasy bezpieczeństwa,
- regulowany kąt oparcia,
- regulowany kąt siedziska,
- regulacja wysokości podłokietników ,
- regulacja szerokości siedziska,
- regulacja położenia jednostki sterującej ,
- regulacja wysokości płyty podnóżka,
- tapicerka wyprofilowana z CORDURY® - bardzo wytrzymały materiał techniczny,
- możliwość wyposażenia wózka w dodatkowe opcje.





SQUOD Basic : wersja wózka bez oświetlenia i z tapicerką nylonową. Napięcie oparcia regulowane przy pomocy taśm Velcro.



SQUOD L14L15 : wersja wózka z tapicerką ortopedyczną. Siedzisko i oparcie może być wykonane ze skaju lub softu. Oparcie jest wyposażone w plastikową maskownicę.



SQUOD STABILO : wersja wózka z systemem STABILO. Wykonany w technologii próżniowej daje nieograniczone możliwości formowania i utrwalania kształtu powierzchni poduszki. Posiada znakomite właściwości stabilizacyjne. System stwarza ogromny komfort dla osób z różnymi deformacjami kręgosłupa. Jest niezastąpiony dla osób potrzebujących wsparcia anatomicznej postawy. Zalecany dla osób ze spastyką oraz w profilaktyce przeciwoleżynowej.

C41

C30

biały

Kolory ram



2X12V/80 Ah
2X12V/44 Ah*



2x200W



6 km/h



30 km



6°(10,5%)



7 cm



140 cm

Maksymalny dystans podany w tabeli, który mogą pokonywać wózki dotyczy warunków optymalnych. Może się on zmniejszyć znacząco jeżeli wózek będzie eksploatowany w niskich temperaturach, w nierównym terenie, bądź nie będą przestrzegane zalecenia dotyczące eksploatacji.

* w rozmiarze wózka 39 cm

