







# Squod stand up

Funkcja **pionizująca** wykonana na bazie SQUOD-a z wszelkimi zaletami wózka, który znakomicie spisuje się nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych, ale również w terenie. Dotychczas taka funkcja instalowana była tylko w wózkach pokojowych. Super stabilny wózek podczas poruszania się w pozycji pionowej.

- wyposażony w mikroprocesorową jednostkę sterującą SHARK II, która ułatwia sterowanie wózkiem przy użyciu minimum siły.
- sterownik odchylany na bok,
- oświetlenie.
- stabilizacja koła,
- szeroki pas piersiowy,
- zagłówek ortopedyczny
- tapicerka wyprofilowana z CORDURY® - bardzo wytrzymałego materiału technicznego lub z DARTEX-u.



							
39 44 50	min. 20 max. 28	58 58 58	44/55 44/55 44/55	158/168 - 153/163	51 51 51	134	130





Stabilizacja kolan-regulowana, ściągnięta i odchylana na bok ułatwia siadanie i schodzenie



Regulacja głębokości siedziska



Kółka jezdne wykorzystywane przy pionizowaniu-podwójne, metalowe i łożyskowane gwarantują olbrzymią wytrzymałość i stabilność podczas poruszaniu się wózkiem w pozycji spionizowanej.



Mocne, bezpieczne mocowanie pasa piersiowego.



Kolory ram



2X12V/80 Ah  
2X12V/44 Ah\*

żelowe



2x200W



6 km/h



30 km



6°(10,5%)



7 cm



140 cm

Maksymalny dystans podany w tabeli, który mogą pokonywać wózki dotyczy warunków optymalnych. Może się on zmniejszyć znacząco jeżeli wózek będzie eksploatowany w niskich temperaturach, w nierównym terenie, bądź nie będą przestrzegane zalecenia dotyczące eksploatacji.

\* w rozmiarze wózka 39 cm

