

large



balkonik na czterech kołach składany dla dzieci.

- Otwarta rama pozwala na swobodne naturalne poruszanie się.
- Teleskopowa konstrukcja umożliwia regulację wysokości a tym samym dopasowanie do wzrostu pacjenta tak aby podparcie umożliwiło maksymalną stabilność.
- Złożony na zupełnie płasko zajmuje bardzo mało miejsca.
- Automatyczny system blokowania kół tylnych zabezpiecza przed odjechaniem balkonika do tyłu i upadkiem , kiedy pacjent utraci na moment stabilność , bądź będzie potrzebował wsparcia i oprze się pośladkami.



Xlarge

streeter large:	min.59 cm max.72 cm	min.84 cm max.96 cm	21 cm	59	41	5,75	80	
streeter Xlarge:	min.70 cm max.88 cm	min.85 cm max.102cm	21 cm	63	45	6,45	90	