

small










balkonik na czterech kołach składany dla dzieci.

- Otwarta rama pozwala na swobodne naturalne poruszanie się.
- Teleskopowa konstrukcja umożliwia regulację wysokości a tym samym dopasowanie do wzrostu pacjenta tak aby podparcie umożliwiło maksymalną stabilność.
- Złożony na zupełnie płasko zajmuje bardzo mało miejsca.
- Automatyczny system blokowania kół tylnych zabezpiecza przed odjechaniem balkonika do tyłu i upadkiem , kiedy pacjent utraci na moment stabilność , bądź będzie potrzebował wsparcia i oprze się pośladkami.



medium

							
streeter small:	min.44 cm max.56 cm	min.65 cm max 74 cm	20 cm	53	34	4.75	50
streeter medium:	min.46 cm max.59 cm	min.76 cm max 91 cm	17 cm	56	38	5	65