


TRACER

Doskonały wózek z napędem elektrycznym do poruszania się w terenie. Wykonany zgodnie z najwyższymi normami co jest potwierdzone certyfikatami wydanymi przez jednostki certyfikacyjne większości krajów europejskich
Minimum wysiłku maksimum bezpieczeństwa

Zawsze komfort. **Profilowane siedzisko** oraz **oparcie** gwarantują dużą wygodę siedzenia oraz doskonałą stabilizację.

- Nowa generacja silników 200/350W umożliwia płynną jazdę bez żadnych kłopotów,
- bezobsługowe baterie dostarczają wystarczającą ilość energii do pokonania w optymalnych warunkach odległość 35 km,
- łatwy i szybki mechanizm wyciągania baterii,
- dwie baterie 73Ah w oddzielnych obudowach,
- rozsuwane podłokietniki sprawiają, że w zimie i na jesień kiedy trzeba cieplej się ubrać nie będzie za ciasno,
- **amortyzowana rama** nie pozwoli abyś czuł dyskomfort podczas jazdy nawet po nierównym terenie,
- standardowo wyposażony w oświetlenie tylne i przednie.




TRACER



Siedzisko typu recaro-max pozwala na indywidualne modyfikowanie powierzchni siedziska i oparcia do osoby siedzącej. Regulacje kąta oparcia oraz części grzbietowej zapewnia takie ułożenie pleców aby pacjent odczuwał maksymalny komfort. Boczne peloty, które można regulować dociskając do pleców osoby siedzącej gwarantują doskonałą stabilizację ple -opcja dodatkowa



Sterownik z kolorowym wyświetlaczem DX2



Baterie wyciągane w dwóch oddzielnych pojemnikach



Oświetlenie tylne i przednie



Opcjonalnie wózek może być wyposażony w automatykę oparcia, siedziska i podnóżków.



Kolory ram



2x12V/80Ah



2x200W
2x350W*



6 km/h
10 km/h*



35 km



10° (17%)



7 cm



140 cm

Maksymalny dystans podany w tabeli, który mogą pokonywać wózki dotyczy warunków optymalnych. Może się on zmniejszyć znacząco jeżeli wózek będzie eksploatowany w niskich temperaturach, w nierównym terenie, bądź nie będą przestrzegane zalecenia dotyczące eksploatacji.

*opcja



t w o r z y m y n o w e m o ż l i w o ś c i