

# Wózek ultralekki

kod NFZ: 9194.01  
kod NFZ: 9194.02  
kod NFZ: 9194.03  
kod NFZ: 9194.04

# V300

l i g h t  
vermeiren

Dopasowujemy wózki do użytkowników, nigdy odwrotnie. Naszą myślą przewodnią jest: **wózek musi być spasowany do użytkownika a nie odwrotnie.** Dlatego nasze konstrukcje mają budowę modułarną. Wszystkie nasze wózki są adoptowalne, posiadają dużą liczbę akcesoriów dodatkowych, wszystkie opcje są wzajemnie wymienne. To rezultat naszych ciągłych badań oraz 53 letniego doświadczenia.

**Gwarancja jakości.** V100 spełnia wysokie europejskie normy jakościowe dotyczące tego rodzaju sprzętu: TUV, CERAH itp.



V300 jest konstrukcją, która umożliwia zmianę maksymalną ilość parametrów:

- 4 wysokości siedziska
- 5 głębokości siedziska
- 3 wysokości podłokietnika
- 3 głębokości podłokietnika
- 5 różnych kątów siedziska 0°- 10°
- duży zakres akcesoriów



kolory ramy:

niebieski metalik C58

champagne C59

kolory tapicerki:

nylon czarny

poduszka podłokietnika regulowana (głębokość i wysokość)

podłokietniki odchylane i wyciągane

wyciągane i odchylane na boki podnóżki

koła na szybkozłączce

regulowana głębokość siedziska

zmiana kąta płyty podnóżka



57  
60  
62  
64  
66  
68



39  
42  
44  
46  
48  
50



22-23-24  
22-23-24  
22-23-24  
22-23-24  
22-23-24  
22-23-24



44-47-50-53  
44-47-50-53  
44-47-50-53  
44-47-50-53  
44-47-50-53  
44-47-50-53



44-46-48-50-52  
44-46-48-50-52  
44-46-48-50-52  
44-46-48-50-52  
44-46-48-50-52  
44-46-48-50-52



40-54  
40-54  
40-54  
40-54  
40-54  
40-54



40  
40  
40  
40  
40  
40



15,9  
najcięższa część  
9,7



130

Wersja XL dla osób ważących do 175 kg.

71	53	22-23-24	44-47-50-53	44-46-48-50-52	40-54	40
74	56	22-23-24	44-47-50-53	44-46-48-50-52	40-54	40
78	60	22-23-24	44-47-50-53	44-46-48-50-52	40-54	40

175

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka. Dopuszcza się różnicę parametrów w zakresie 1,5cm, 1,5 kg, 1,5°!



t w o r z y m y n o w e m o ż l i w o ś c i