

VENUS 4

Mały, składany skuter do użytku w pomieszczeniach, w supermarketach, dużych centrach handlowych ale również znakomicie spisuje się na zewnątrz budynków. Wszędzie tam gdzie jest w miarę równa i utwardzona nawierzchnia jezdna, np. w parkach miejskich. Konstrukcja jest lekka i dająca się w łatwy i szybki sposób składać do małych rozmiarów można go przewozić bez żadnych problemów w bagażniku auta. Stabilność, styl i wygoda.



zalety :

- wygodne siedzenie i oparcie,
- koszyk,
- obracany fotel,
- możliwość pchania,
- nachylana kolumna kierownicza,
- odchylane podłokietniki,
- łatwy w transporcie,
- ergonomiczny,
- kompaktowy.

kolory wstawek:



pomarańczowy



granatowy



szampan



2x12V 14Ah



2x350W



6 km/h



~12 km



6° (10%)



5,5cm



242 cm



55



90



104



44-54



220x80PU



52



115

Maksymalny dystans podany w tabeli, który mogą pokonywać skutery dotyczy warunków optymalnych. Może się on zmieniać znacząco jeżeli skuter będzie eksploatowany w niskich temperaturach, w nierównym terenie bądź nie będą przestrzegane zalecenia dotyczące eksploatacji.

