

Shower benches

All our shower benches are ideal for usage in the shower, bathtub, bath-room or other humid environments. The specially designed rubbers at the end of each leg will create a safe stability for the bench and avoid the sliding of the bench.

All models have leg adjustments. You can easily adjust the length of the legs by pressing the snap buttons and sliding the tube in- or outwards. Make sure the snap button securely locks into the hole. Ensure that all four legs are of the same height before using your shower bench.

▲ Ask assistance if you are uncertain on the usage of your product.

▲ Users weight: 100 kg

The shower benches can be cleaned with normal household cleaning products. Avoid using aggressive cleaning products which can cause discoloration.


Dimensions Jill

width: 51 cm
length: 42 cm
seat height: 35 cm
seat width: 51 cm
leg adjustment: 15 cm
weight: 2 kg




Dimensions Jinny

width: 35 cm
length: 35 cm
seat height: 33 cm
seat width: 32 cm
leg adjustment: 15 cm
weight: 1,5 kg




Dimensions Lilly

width: 51 cm
length: 47 cm
height: 72 cm
height backrest: 38 cm
seat width: 51 cm
seat height: 36 cm
leg adjustment: 15 cm
weight: 3 kg



Dimensions Melbourne

width: 48 cm
length: 56 cm
height: 72 cm
height backrest: 37 cm
seat width: 41 cm
seat height: 35 cm
leg adjustment: 15 cm
weight: 2,8 kg



Dimensions Sidney

width: 50 cm
length: 52 cm
seat height: 35 cm
seat width: 41 cm
leg adjustment: 15 cm
weight: 2 kg



Subject to technical alterations. - © 2010

VERMEIREN
Opening up new horizons in mobility

Douchestoel

Al onze douchestoelen zijn ideaal voor gebruik in de douche, badkamer en andere vochtige omgevingen. De speciaal ontworpen rubbers aan de uiteinden van de poten zorgen voor een veilige stabiliteit van de douchestoelen en vermijden dat de stoel gaat verschuiven.

De poten van alle douchestoel modellen kunnen aangepast worden in hoogte. De hoogte kan eenvoudig worden aangepast door op de drukknoppen te drukken en de buis naar binnen of naar buiten te schuiven. Zorg ervoor dat de drukknoppen vergrendeld zitten in de openingen. Zorg ervoor dat alle poten van gelijke lengte zijn alvorens uw douchestoel te gebruiken.

▲ Vraag assistentie indien u onzeker bent over het gebruik van uw douchestoel.

▲ Gebruikersgewicht: 100 kg

De douchestoelen kunnen gereinigd worden met normale huishoud reinigingsmiddelen. Vermijd agressieve reinigingsproducten daar deze schade of verkleuring kunnen veroorzaken.


Afmetingen Jill

breedte: 51 cm
lengte: 42 cm
zithoogte: 35 cm
zitbreedte: 51 cm
poot verstelling: 15 cm
gewicht: 2 kg




Afmetingen Jinny

breedte: 35 cm
lengte: 35 cm
zithoogte: 33 cm
zitbreedte: 32 cm
poot verstelling: 15 cm
gewicht: 1,5 kg




Afmetingen Lilly

breedte: 51 cm
lengte: 47 cm
hoogte: 72 cm
rug hoogte: 38 cm
zitbreedte: 51 cm
zithoogte: 36 cm
poot verstelling: 15 cm
gewicht: 3 kg



Afmetingen Melbourne

breedte: 48 cm
lengte: 56 cm
hoogte: 72 cm
rughoogte: 37 cm
zitbreedte: 41 cm
zithoogte: 35 cm
poot verstelling: 15 cm
gewicht: 2,8 kg



Afmetingen Sidney

breedte: 50 cm
lengte: 52 cm
zithoogte: 35 cm
zitbreedte: 41 cm
poot verstelling: 15 cm
gewicht: 2 kg



Voorbehouden technische wijzigingen. - © 2010

VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit

Bancs de douche

Tous nos accessoires de bain sont idéalement conçus pour la douche, baignoire, salle de bain et autres endroits humides. Les embouts en caoutchouc fixés sur chaque pied rendent le produit stable et antidérapant.

Tous les modèles sont réglables en hauteur. Vous pouvez facilement ajuster la hauteur des pieds par une simple pression sur le bouton ressort. Après réglage, assurez-vous que le bouton ressort est correctement enclenché dans le trou correspondant à votre réglage. Faites cette vérification pour chaque pied du produit avant toute utilisation.


▲ Demandez de l'aide à votre entourage si vous n'êtes pas certain du fonctionnement du produit.

▲ Poids maxi utilisateur : 100 kg

Les accessoires de bain peuvent être facilement nettoyés avec des produits classiques d'entretien. Évitez les produits nettoyant agressifs qui pourraient entraîner la décoloration du produit.


Carractéristiques techniques Jill

largeur: 51 cm
longueur: 42 cm
hauteur d'assise: 35 cm
largeur de l'assise: 51 cm
réglage des pieds: 15 cm
poids: 2 kg




Carractéristiques techniques Jinny

largeur: 35 cm
longueur: 35 cm
hauteur d'assise: 33 cm
largeur de l'assise: 32 cm
réglage des pieds: 15 cm
poids: 1,5 kg




Carractéristiques techniques Lilly

largeur: 51 cm
longueur: 47 cm
hauteur: 72 cm
hauteur dossier: 38 cm
largeur de l'assise: 51 cm
hauteur d'assise: 36 cm
réglage des pieds: 15 cm
poids: 3 kg



Carractéristiques techniques Melbourne

largeur: 48 cm
longueur: 56 cm
hauteur: 72 cm
hauteur dossier: 37 cm
largeur de l'assise: 41 cm
hauteur d'assise: 35 cm
réglage des pieds: 15 cm
poids: 2,8 kg



Carractéristiques techniques Sidney

largeur: 50 cm
longueur: 52 cm
hauteur d'assise: 35 cm
largeur de l'assise: 41 cm
réglage des pieds: 15 cm
poids: 2 kg



Sous réserve de modifications techniques. - © 2010

VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Badewannen-Einstieghilfe

Unsere Duschhocker eignen sich für die Nutzung in Duschen, Badewannen oder ähnlichen Umgebungen. Die GummifüÙe sind speziell dafür geeignet sicheren Halt auch auf rutschigen Untergründen zu gewährleisten.

Alle Modelle sind höhenverstellbar. Drücken Sie den Druckknopf an den Beinen des Stuhls und ziehen/schieben Sie die Fußrohre in die gewünschte Position. Achten Sie darauf, dass die Druckknöpfe anschließend wieder sicher in den Arretierungslöchern einrasten bevor Sie Ihren Duschhocker nutzen.


▲ Bitten Sie um Hilfe, wenn Sie unsicher bei der Nutzung des Duschhockers sind.

▲ Max. Benutzergewicht: 100 kg

Für die Reinigung der Duschhocker sind nur handelsübliche Haushaltsreiniger zu verwenden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die zu Verfärbungen führen können.


Abmessungen Jill

Breite: 51 cm
Länge: 42 cm
Sitzhöhe: 35 cm
Sitzbreite: 51 cm
Höhenverstellung: 15 cm
Gewicht: 2 kg




Abmessungen Jinny

Breite: 35 cm
Länge: 35 cm
Sitzhöhe: 33 cm
Sitzbreite: 32 cm
Höhenverstellung: 15 cm
Gewicht: 1,5 kg




Abmessungen Lilly

Breite: 51 cm
Länge: 47 cm
Höhe: 72 cm
Rückenhöhe: 38 cm
Sitzbreite: 51 cm
Sitzhöhe: 36 cm
Höhenverstellung: 15 cm
Gewicht: 3 kg



Abmessungen Melbourne

Breite: 48 cm
Länge: 56 cm
Höhe: 72 cm
Rückenhöhe: 37 cm
Sitzbreite: 41 cm
Sitzhöhe: 35 cm
Höhenverstellung: 15 cm
Gewicht: 2,8 kg



Abmessungen Sidney

Breite: 50 cm
Länge: 52 cm
Sitzhöhe: 35 cm
Sitzbreite: 41 cm
Höhenverstellung: 15 cm
Gewicht: 2 kg
Technische Änderungen vorbehalten. - © 2010



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Sedie da doccia

Tutte le nostre sedie da doccia sono ideali per l'utilizzo nella doccia e nella vasca da bagno. Le speciali ventose posizionate sulle gambe creano un sicura stabilità evitando lo scivolamento delle sedie da doccia.

Tutti i modelli hanno la regolazione delle gambe in altezza. Possono essere facilmente regolate premendo i pulsanti a scatto e facendo scorrere i tubi che devono essere posizionati alla stessa altezza prima dell'utilizzo della sedia.

▲ Chiedete informazioni al vostro rivenditore se non siete sicuri sull'utilizzo del prodotto.

▲ Peso utilizzatore: 100 kg

Le sedie da doccia possono essere pulite con un normale prodotto per la pulizia. Non utilizzate prodotti aggressivi che possono causare decolorazioni del prodotto.


Dimensioni Jill

larghezza: 51 cm
lunghezza: 42 cm
altezza sedile: 35 cm
larghezza sedile: 51 cm
regolazione dell'altezza: 15 cm
peso: 2 kg




Dimensions Jinny

larghezza: 35 cm
lunghezza: 35 cm
altezza sedile: 33 cm
larghezza sedile: 32 cm
regolazione dell'altezza: 15 cm
peso: 1,5 kg




Dimensions Lilly

larghezza: 51 cm
lunghezza: 47 cm
altezza: 72 cm
altezza schienale: 38 cm
larghezza sedile: 51 cm
altezza sedile: 36 cm
regolazione dell'altezza: 15 cm
peso: 3 kg



Dimensions Melbourne

larghezza: 48 cm
lunghezza: 56 cm
altezza: 72 cm
altezza schienale: 37 cm
larghezza sedile: 41 cm
altezza sedile: 35 cm
regolazione dell'altezza: 15 cm
peso: 2,8 kg



Dimensions Sidney

larghezza: 50 cm
lunghezza: 52 cm
altezza sedile: 35 cm
larghezza sedile: 41 cm
leg adjustment: 15 cm
peso: 2 kg



Modifiche tecniche riservate. - © 2010

VERMEIREN
Mobilità illimitata



Bancos de ducha

Todos nuestros bancos de ducha son ideales para su uso en la ducha, la bañera, el baño u otros lugares húmedos. Las gomas de los extremos de las patas hacen que el banco sea muy estable y no se resbale.

La longitud de las patas puede ajustarse en todos los modelos. Sólo hay que pulsar los botones de presión y deslizar el tubo hacia dentro o hacia fuera. Asegúrese de que el botón de presión queda fijado en el orificio. Compruebe también que las cuatro patas están a la misma altura antes de utilizar el banco.

▲ Pida ayuda si no está seguro de cómo utilizar el producto.

▲ Peso soportado: 100 kg

Los bancos de ducha pueden limpiarse con productos de limpieza normales. No utilice sustancias agresivas que puedan dañar los colores.


Dimensiones Jill

anchura: 51 cm
longitud: 42 cm
altura del asiento: 35 cm
anchura del asiento: 51 cm
ajuste de las patas: 15 cm
peso: 2 kg




Dimensiones Jinny

anchura: 35 cm
longitud: 35 cm
altura del asiento: 33 cm
anchura del asiento: 32 cm
ajuste de las patas: 15 cm
peso: 1,5 kg




Dimensiones Lilly

anchura: 51 cm
longitud: 47 cm
altura: 72 cm
altura del respaldo: 38 cm
anchura del asiento: 51 cm
altura del asiento: 36 cm
ajuste de las patas: 15 cm
peso: 3 kg



Dimensiones Melbourne

anchura: 48 cm
longitud: 56 cm
altura: 72 cm
altura del respaldo: 37 cm
anchura del asiento: 41 cm
altura del asiento: 35 cm
ajuste de las patas: 15 cm
peso: 2,8 kg



Dimensiones Sidney

anchura: 50 cm
longitud: 52 cm
altura del asiento: 35 cm
anchura del asiento: 41 cm
ajuste de las patas: 15 cm
peso: 2 kg



Abriendo nuevos horizontes en movilidad. - © 2010

VERMEIREN
Para más movilidad



Krzeseła prysznicowe

Wszystkie nasze krzeseła prysznicowe idealnie nadają się do użytku pod prysznicem, w wannie, w łazienkach i innych wilgotnych pomieszczeniach. Specjalnie zaprojektowane gumy na końcówkach nóg gwarantują stabilność krzesełek oraz skutecznie przeciwdziałają poślizgowi.

Wszystkie modele mają regulowaną wysokość nóg. Aby ustawić odpowiednią długość nóg, należy nacisnąć odpowiedni przycisk i wsunąć lub wysunąć ruchomą część. Upewnij się, że przyciski są pewnie osadzone w otworach. Przed stosowaniem sprawdź, czy wszystkie cztery nogi mają tą samą długość.


▲ Poproś o pomoc w przypadku, jeśli nie wiesz jak korzystać z produktu.

▲ Waga użytkownika : 100 kg

Do czyszczenia krzesełek należy używać ogólnodostępnych, domowych środków czyszczących. Nie używać preparatów żrących, które mogą spowodować uszkodzenia i odbarwienia.


Wymiary Jill

szerokość: 51 cm
długość: 42 cm
wysokość siedziska: 35 cm
szerokość siedziska: 51 cm
regulacja nóg: 15 cm
waga: 2 kg




Wymiary Jinny

szerokość: 35 cm
długość: 35 cm
wysokość siedziska: 33 cm
szerokość siedziska: 32 cm
regulacja nóg: 15 cm
waga: 1,5 kg



Wymiary Lilly

szerokość: 51 cm
długość: 47 cm
wysokość : 72 cm
Wysokość oparcia: 38 cm
szerokość siedziska: 51 cm
wysokość siedziska: 36 cm
regulacja nóg: 15 cm
waga: 3 kg




Wymiary Melbourne

szerokość: 48 cm
długość: 56 cm
wysokość: 72 cm
Wysokość oparcia: 37 cm
szerokość siedziska: 41 cm
wysokość siedziska: 35 cm
regulacja nóg: 15 cm
waga: 2,8 kg



Wymiary Sidney

szerokość: 50 cm
długość: 52 cm
wysokość siedziska: 35 cm
szerokość siedziska: 41 cm
regulacja nóg: 15 cm
waga: 2 kg



Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niektórych parametrów. - © 2010

VERMEIREN
Tworzymy nowe możliwości



VERMEIREN

Belgium

N.V. Vermeiren N.V.
Vermeirenplein 1 / 15 - B-2920 Kalmthout
Tel: +32(0)3 620 20 20 - Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be - e-mail: info@vermeiren.be

Germany

Vermeiren Deutschland GmbH
Wahlerstraße 12 a - D-40472 Düsseldorf
Tel: +49(0)211 94 27 90 - Fax: +49(0)211 65 36 00
website: www.vermeiren.de - e-mail: info@vermeiren.de

France

Vermeiren France S.A.
Z. I., 5, Rue d'Ennevelin - F-59710 Avelin
Tel: +33(0)3 28 57 98 - Fax: +33(0)3 20 90 28 89
website: www.vermeiren.fr - e-mail: info@vermeiren.fr

Austria

L. Vermeiren Ges. mbH
Winetzhammerstraße 10 - A-4030 Linz
Tel: +43(0)732 37 13 66 - Fax: +43(0)732 37 13 69
website: www.vermeiren.at - e-mail: info@vermeiren.at

Italy

Reatime S.R.L.
Via Torino 5 - I-20039 Varedo MI
Tel: +39 0362 55 49 50 - Fax: +39 0362 54 30 91
website: www.reatime.it - e-mail: info@reatime.it

Switzerland

Vermeiren Suisse S.A.
Hühnerhübelstraße 64 - CH-3123 Belp
Tel: +41(0)31 818 40 95 - Fax: +41(0)31 818 40 98
website: www.vermeiren.ch - e-mail: info@vermeiren.ch

Poland

Vermeiren Polska Sp. z o.o.
ul. łączna 1 - PL-55-100 Trzebnica
Tel: +48(0)71 387 42 00 - Fax: +48(0)71 387 05 74
website: www.vermeiren.pl - e-mail: info@vermeiren.pl

The Netherlands

Vermeiren Nederland B.V.
Domstraat 50
NL-3864 PR Nijkerkerveen
Tel: +31(0)33 2536424 - Fax: +31(0)33 2536517
website: www.vermeiren.com - e-mail: info@vermeiren.be

Spain

Vermeiren Iberica, S.L.
Trens Petits, 6. - Pol. Ind. Mas Xirgu. - 17005 Girona
Tel: +34 902 48 72 72 - Fax: +34 972 40 50 54
website: www.vermeiren.es - e-mail: info@vermeiren.es

Czech Republic

Vermeiren ČR S.R.O.
Sezemická 2757/2 - VGP Park - 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Tel: +420 731 653 639 - Fax: +420 596 121 976
website: www.vermeiren.cz - e-mail: info@vermeiren.cz



VERMEIREN
Opening up new horizons in mobility