

Bobby EVO

Lekki składany wózek transportowy

Bobby EVO to idealny kompaktowy, składany wózek.
Lekki i łatwy do złożenia w kilka sekund.



VERMEIREN
we care for you

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

Kompaktowy i składany

Bobby EVO to idealny kompaktowy, składany wózek. Lekki i łatwy do złożenia w kilka sekund.

- Odchylane podłokietniki
- Dwa hamulce ręczne
- Hamulce dla osoby asystującej
- Podłokietniki z podparciem
- Podnóżek z możliwością regulacji kąta nachylenia
- Regulowane paski na kostki

Na wakacjach, na lotnisku lub w szpitalu transfer z punktu A do punktu B jest łatwy dzięki **Bobby EVO**.



Specyfikacja techniczna

■ Całkowita szerokość	490-550 mm
■ Całkowita wysokość	900 mm
■ Długość całkowita	1010 mm
■ Szerokość po złożeniu	260 mm
■ Szerokość siedziska	420-480 mm
■ Wysokość podłokietników	200 mm

Produkty zaprojektowane z myślą o Tobie

Idea jaka nam przyświeca jest prosta: Twój wózek musi być dostosowany do Ciebie, a nie odwrotnie. Dlatego nasze wózki są ewolucyjne i wychodzą naprzeciw twoich specyficznych potrzeb.

Wszystkie modele wózków można dostosować, mają wiele opcji i mogą być w pełni spersonalizowane, dzięki temu każdy znajdzie sprzęt dla siebie. To rezultat naszych ciągłych badań i doświadczenia, które mamy od 1957 roku.

Gwarantowana jakość

Pod względem jakości **Bobby EVO** spełnia najwyższe normy ustanowione przez międzynarodowe certyfikowane instytuty badawcze.



■ Wysokość siedzenia	490 mm
■ Wysokość oparcia	440 mm
■ Głębokość siedziska	420 mm
■ Waga	12,4 kg
■ Maksymalna waga użytkownika	115 kg
■ Dodatkowe informacje	CE

Pomiary w mm, waga w kg - Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (± 15 mm, 1,5 kg). Model pokazany tylko w celach ilustracyjnych. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.

VERMEIREN Polska sp. z o.o.

ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska

www.vermeiren.pl
info@vermeiren.pl



Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą