

# Pluo

## Wózek prysznicowy



*Pluo, wersja z kołami 24"*

**Pluo to wygodny, higieniczny i nowoczesny wózek prysznicowy. Siedzisko i oparcie wykonane są z miękkiego, wygodnego plastiku, łatwego do czyszczenia.** Specyficzna wysokość siedziska umożliwia przejazd wózka nad większością standardowych toalet. Dzięki biało niebieskiej kolorystyce Pluo ma również nowoczesny i odświeżający wygląd.



*Pluo, wersja z kołami 5"*



**VERMEIREN**  
we care for you

## Opcje



Wsparcie bioder



Pojemnik sanitarny




Pas bezpieczeństwa




Regulowany zagłówek



Barierka



Ściągane żelowe nakładki



Regulowana wysokość siedziska (515 - 605 mm) dostępna tylko w wersji z kołami 5"



Oddzielne hamulce na każde z czterech kół, dostępne tylko w wersji z kołami 5"



Oparcie PU



Siedzisko PU

## Sprzęt zaprojektowany z myślą o Tobie

Firma **VERMEIREN** zawsze stara się znaleźć najlepsze dostępne rozwiązanie, które spełni Twoje osobiste oczekiwania. Wraz z postępem technologicznym, możemy zaoferować najbardziej aktualne produkty. To rezultat naszych ciągłych badań i doświadczenia, które mamy od 1957 roku.

## Gwarantowana jakość

Pod względem jakości **Pluo** spełnia najwyższe normy ustanowione przez międzynarodowe certyfikowane instytuty badawcze.

## Specyfikacja techniczna

■ Całkowita szerokość	570 mm / 668 mm
■ Całkowita wysokość	1035 mm
■ Długość całkowita	720 - 785 mm / 910 - 975 mm
■ Szerokość po złożeniu	X
■ Szerokość siedziska	480 mm
■ Wysokość podłokietników	225 mm

■ Wysokość siedzenia	515 mm
■ Wysokość oparcia	920 mm
■ Głębokość siedziska	450 mm
■ Waga	9,7 kg / 14 kg
■ Maksymalna waga użytkownika	150 kg
■ Dodatkowe informacje	CE

Pomiary w mm, waga w kg - Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (±15 mm, 1,5 kg). Model pokazany tylko w celach ilustracyjnych. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.

## VERMEIREN Polska sp. z o.o.

ul. Łączna 1  
55-100 Trzebnica  
Polska

[www.vermeiren.pl](http://www.vermeiren.pl)  
[info@vermeiren.pl](mailto:info@vermeiren.pl)



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą