

# Club



**VERMEIREN**  
we care for you

# Club Family

**Seria łóżek wieńcząca ponad 65 lat doświadczenia w tworzeniu rozwiązań dla pielęgnacji i opieki domowej.**

Seria Club od **VERMEIREN** została zaprojektowana w oparciu o opinie użytkowników, wypożyczalni i pracowników z branży opieki długoterminowej. Proste i bezpieczne łóżko czterosegmentowe zapewniające najwyższy komfort i opiekę w domowych warunkach.

Wszystkie łóżka CLUB można regulować elektrycznie za pomocą trzech standardowych silników Linak™ dzięki czemu łatwo dostosowuje się ich wysokość do potrzeb użytkownika lub opiekuna.

Łóżko standardowo pozwala przybrać podopiecznemu pozycję antytrendelenburga.



**LINAK**®   
WE IMPROVE YOUR LIFE



Kontroler jest łatwy w obsłudze zarówno dla opiekuna jak i użytkownika a w razie potrzeby można go zablokować.




Wszystkie 4 koła można zablokować celem stabilizacji lub ewentualnego ułatwienia manewrowania.

## Club VARIO

**Club Vario to wersja łóżka Club z regulacją wysokości.** Oprócz wszystkich zalet Club, w tej wersji wysokość podstawy można ustawić w dwóch różnych pozycjach.

Swobodnie dobierz potrzebną w danym momencie wysokość a następnie wygodnie reguluj ją elektrycznie by dostosować łóżko do różnych potrzeb w ciągu dnia.



81 cm  
74,5 cm  
40 cm  
33,5 cm

**Pozycja 1: 33,5 cm** (regulowana elektrycznie do 74,5 cm)

**Pozycja 2: 40 cm** (regulowana elektrycznie do 81 cm)

# Club

Łóżko Club zostało zaprojektowane z wieloma opcjami konfiguracji - od bazy z listew po drewniane osłony wykończeniowe aby najlepiej sprostać Twoim oczekiwaniom.

**DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ** o funkcjach Klubu poniżej.



## Baza łóżka z listewek



Listwy metalowe




Listwy drewniane

## Opcjonalny rastomat



Bez rastomatu



Z rastomatem

## Poręcze boczne



Metalowe poręcze boczne



Dzielone poręcze boczne  
(metalowe lub drewniane)



Drewniane poręcze

## Drewniane panele ozdobne

Dodanie drewnianych paneli pozwoli stworzyć bardziej przyjazny, domowy wygląd.




## Opcje

Wybrane najlepsze rozwiązania **Club**.  
Poznaj je tutaj.



**Uchwyt do podnoszenia się stanowi wsparcie niezależności i swobody użytkownika pozwalając mu samodzielnie się podnieść lub zmienić pozycję.**



**Łóżka Club są tworzone z myślą o potrzebach każdego! Z łatwością dodaj dodatkowe 20 cm długości za pomocą naszego przedłużenia.**



**Uchwyt na kropłówkę**



**Łatwy transport**

Konfiguracje mogą się różnić w zależności od regionu. Prosimy zapoznać się z naszymi formularzami zamówień aby uzyskać najbardziej aktualne informacje dotyczące wszystkich opcji.

## Specyfikacja techniczna Club & Club Vario

Całkowita szerokość	1005; 1037 mm
Całkowita wysokość (bez wysięgnika)	834 - 1262 mm
Długość całkowita	2125; 2175 mm
Zakres regulacji wysokości leża (bez materaca)*	400 - 810 mm
Maksymalny zakres regulacji zagłówka	69°
Maksymalny zakres regulacji dla części udowej podnóżka	20,7°

Maksymalny zakres regulacji dla części podudowej podnóżka	-16,5°
Materac	RG 35, 120 mm grubości, 2000x900 mm
Wysięgnik dopuszczalne obciążenie	80 kg
Waga	60,8 kg; 62 kg
Maksymalna waga użytkownika	165 kg
Dodatkowe informacje	CE

\* Club Vario pos.2. Pomiary w mm, waga w kg - Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (±15 mm, 1,5 kg). Model pokazany tylko w celach ilustracyjnych. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.

## Sprzęt zaprojektowany z myślą o Tobie

Firma **VERMEIREN** zawsze stara się znaleźć najlepsze dostępne rozwiązanie, które spełni Twoje osobiste oczekiwania. Wraz z postępem technologicznym możemy zaoferować najbardziej aktualne produkty. To rezultat naszych ciągłych badań i doświadczenia, które mamy od 1957 roku.

## Gwarantowana jakość

Pod względem jakości, **Club** spełnia najwyższe normy ustanowione przez międzynarodowe certyfikowane instytuty badawcze.

## VERMEIREN Polska sp. z o.o.

ul. Łączna 1  
55-100 Trzebnica  
Polska

[www.vermeiren.pl](http://www.vermeiren.pl)  
[info@vermeiren.pl](mailto:info@vermeiren.pl)



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą