



# V500 Light





## Nasz najłżejszy wózek

Lżejszy od V500, V500 jest naszym najłżejszym wózkiem. Czy używając okazjonalnie czy cały czas, wózek umożliwia całodniowe funkcjonowanie, transport i transfer jest łatwiejszy z V500 light.

## Konfigurowalny

Jak wszystkie wózki serii V, tak V500 Light oferuje szeroką gamę akcesoriów dodatkowych i opcji.



Wyciągane podłokietniki.



Wypinane podnóżki i odchylane do wew. i na zew.



Składane uchwyty hamulca ułatwiają transfer.



Składany.



Zmienna wysokość siedziska (4 pozycje)



Usawialna głębokość siedziska 42 - 48 cm



Regulowana wysokość oparcia i rączek do pchania.



Zmiana kąta siedzenia: 0° - 10°



Regulowana wysokość podparcia pod łokieć.



# V500 Light

## Dostępne kolory



## Produkty zaprojektowane z myślą o Tobie

Naszą podstawową zasadą jest to, że wózek musi być dostosowany do Ciebie, a nie odwrotnie. Dlatego nasze wózki są ewolucyjne i stanowią odpowiedź na Twoje specyficzne potrzeby.

Wszystkie typy wózków można dostosować, mają wiele opcji i mogą być w pełni spersonalizowane, dzięki czemu dla każdej osoby znajdzie się wózek inwalidzki. Jest to wynik naszych ciągłych badań i doświadczeń od 1957 roku.

## Dane techniczne

Całkowita szerokość	590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm
Całkowita wysokość	860 - 920 mm
Całkowita długość	975 - 1035 mm
Szerokość po złożeniu	310 mm
Szerokość siedziska	390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm
Wysokość podłokietników	150 - 210 mm

Wysokość siedziska	470 - 530 mm
Wysokość oparcia	400 - 420 - 440 - 460 - 480 mm
Głębokość siedziska	420 - 480 mm
Waga	15,5 kg
Maksymalne obciążenie	130 kg
	<b>CE</b>

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka, rozmiaru kół, rodzaju podnóżków, rodzaju podłokietników, wysokości oparcia itp. Dopuszczalne odchylenia rozmiarów ± 15 mm, 1,5 kg) Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

## VERMEIREN Group N.V.

Vermeirenp plein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
Belgium

[www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com)  
[info@vermeiren.com](mailto:info@vermeiren.com)



For more information, contact your local dealer