

139

Wózek toaletowy

Model **139** to wysokiej jakości wózek toaletowy na czterech kółkach z łatwą do czyszczenia tapicerką i niezawodną, solidną ramą. Możliwość łatwej obsługi pojemnika sanitarnego jedną ręką sprawia, że pielęgnacja jest bardziej wygodna i higieniczna. Odchylane podłokietniki ułatwiają transfer podopiecznego.



VERMEIREN
we care for you



Komfortowe podłokietniki



Odchylane i zdejmowane podnóżki ze składanymi podpórkami pod stopy



Koła z hamulcami zwiększają bezpieczeństwo



Zbiornik obsługiwany jedną ręką

Kolor

Ramy

Tapicerki

Niebieski

Czarny

Sprzęt zaprojektowany z myślą o Tobie

Firma **VERMEIREN** zawsze stara się znaleźć najlepsze dostępne rozwiązanie, które spełni Twoje osobiste oczekiwania. Wraz z postępowaniem technologicznym, możemy zaoferować najbardziej aktualne produkty. To rezultat naszych ciągłych badań i doświadczenia, które mamy od 1957 roku.

Gwarantowana jakość

Pod względem jakości **139** spełnia najwyższe normy ustanowione przez międzynarodowe certyfikowane instytuty badawcze.



Odchylane podłokietniki ułatwiają transfer podopiecznego

Specyfikacja techniczna

Całkowita szerokość	540 mm
Całkowita wysokość	950 mm
Długość całkowita	820 mm
Wysokość siedzenia	528 mm
Szerokość siedziska	420 mm
Wysokość podłokietników	225 mm

Wysokość oparcia	390 mm
Głębokość siedziska	420 mm
Waga	13 kg
Maksymalna waga użytkownika	120 kg
Dodatkowe informacje	CE

Pomiary w mm, waga w kg - Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (±15 mm, 1,5 kg). Model pokazany tylko w celach ilustracyjnych. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.

VERMEIREN Polska sp. z o.o.

ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska

www.vermeiren.pl
info@vermeiren.pl



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą