

Aluminiowy wózek ze stabilizacją głowy i pleców z odchyłaniem płynnie przy pomocy sprężyny hydraulicznej oparciem do 30°. Wózek przeznaczony dla osób z niestabilnym tułowiem, szczególnie dedykowany dla pacjentów z paraliżem lub niedowładem czterokończynowym, trzykończynowym, dla osób po udarach. Możliwość doposażenia wózka w wiele opcji dodatkowych pozwala dopasować go do wielu pacjentów nawet tych najbardziej wymagających. Wózek sam w sobie w wersji podstawowej jest konfigurowalny i umożliwia zmianę wielu parametrów.



Wózek na zdjęciu wyposażony jest w kółka przednie 6", dostępne są również 200x50.

- 4 wysokości siedziska,
- 4 głębokości siedziska,
- wyjmowane i regulowane na wysokość podłokietniki,
- 5 kątów pochylecia siedziska 0° -10°,
- zdejmowany i składany podnózek do wewnątrz / na zewnątrz,
- regulowane napięcie siedziska i oparcia,
- poduszki siedziska i oparcia,
- dołączone kółko antywywrotne,
- hamulce ze składanym uchwytem,
- kieszka do przechowywania pod siedzeniem,
- dostępna duża liczba akcesoriów dodatkowych,
- przedłużenie oparcia.



59	39							19	
62	42							19	
64	44	15-21	44-47-50-53	44-46-48-50	33-50	42+38		19	
66	46							19	
68	48							20	
70	50							20	
									130 kg

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka. Dopuszcza się rozbieżność parametrów w zakresie 1,5cm, 1,5 kg, 1,5°!

