



V500
ACTIVE



VERMEIREN
we care for you



LEKKOŚĆ:
OD 11,9 KG

Dzięki naszemu doświadczeniu stworzyliśmy wyjątkowo lekki, składany model o imponującej wadze 11,9 kg nawet przy szerokości siedziska 48cm! Ten niezwykły wynik pokazuje nasze zaangażowanie w innowacje i dostarczanie wózka inwalidzkiego, który nie tylko wygląda dynamicznie ale także oferuje znakomitą mobilność i łatwość użytkowania.

V500 ACTIVE


Przedstawiamy **wózek inwalidzki V500 Active**, oparty na udanej koncepcji rodziny V500. Ten najnowocześniejszy model oferuje mnóstwo opcji i akcesoriów, zaspokajając różnorodne potrzeby oraz nawet najbardziej zaawansowane wymagania.

V500 Active oferuje duże możliwości konfiguracji, zapewniając idealne dopasowanie dla każdej osoby. Aktywną i nowoczesną estetyką przemawia do tych, którzy szukają stylowego i dynamicznego wyglądu.


V500 Active zapewnia idealne połączenie stabilności i mobilności, które wspiera użytkowników w ich codziennych czynnościach.



**REGULOWANY
KĄT SIEDZISKA:**
0° - 10°



**REGULOWANA
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA:**
44* - 47 - 50 - 53 CM



**REGULOWANY ŚRODEK
CIĘŻKOŚCI**



**WYJMOWANE,
PODNOŻKI**

**Wymagane tylne koła 22"*

WYSOKOŚĆ OPARCIA

- 30 cm
- 35 cm
- 40 cm

UCHWYTY DO PCHANIA 5 ROZWIĄZAŃ

- Uchwyty do pchania - stałe (12 cm)
- Uchwyty do pchania - stałe krótkie (8 cm)
- Składane uchwyty do pchania
- Uchwyty z teleskopową regulacją wysokości
- Uchwyty z regulacją wysokości w klemach aluminiowych, demontowalne



PODNOŻKI

- Podnożki oferowane są w szerokiej gamie rozwiązań, zaspokajając różne wymagania użytkowników i dostosowując się do ich zmieniających się w czasie potrzeb.

HAMULCE

Zaciskane



Sport



KOŁA

- 11 opcji tylnych kół
- 21 opcji kół przednich





DOSTĘPNE KOLORY

Szerokie spektrum kolorów! Każdy odcień, który starannie wyselekcjonowaliśmy, nie tylko odzwierciedla Twój nastrój, ale także określa Twój styl życia.

Dostępna jest możliwość wyboru spośród wielu odcieni, co pozwoli Ci spersonalizować swój wózek inwalidzki i naprawdę podkreślić swoją wyjątkowość.



C86 Szary karbon



C79 Jasnoniebieski



C89 Miedz



C85 Jasnozielony



C76 Biały

Specyfikacja techniczna

Całkowita szerokość	590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm
Całkowita wysokość	740 - 840 mm
Długość całkowita	975 - 1035 mm
Szerokość po złożeniu	310 mm
Szerokość siedziska	390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm
Waga najcięższej części	7,5 kg

Wysokość siedzenia	440* - 470 - 500 - 530 mm
Wysokość oparcia	300 - 350 - 400 mm
Głębokość siedziska	420 - 440 - 460 - 480 mm
Waga	11,9 kg
Maksymalna waga użytkownika	130 kg
Dodatkowe informacje	CE

Pomiary w mm, waga w kg - Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (±15 mm, 1,5 kg).
Model pokazany tylko w celach ilustracyjnych. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.
* Wymagane tylne koła 22"

VERMEIREN Polska sp. z o.o.

ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska

www.vermeiren.pl
info@vermeiren.pl



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą