

Wózek aluminiowy



V300



Kierujemy się myślą przewodnią „**wózek musi być spasowany do użytkownika a nie odwrotnie**”. Dlatego stworzyliśmy produkt, którego modułarna konstrukcja umożliwia zmianę wielu parametrów, odpowiadających za właściwą postawę siedzącą użytkownika.

Gwarancja jakości. V300 spełnia wysokie europejskie normy jakościowe dotyczące tego rodzaju sprzętu: TUV, CERAH itp. Również certyfikowany pod względem CRASH TESTU i spełnia normę ISO 7176-19.

Wózek wykonany jest z wysokiej jakości aluminium co pozwoliło zredukować jego wagę. Specjalny adapter koła tylnego pozwala zmieniać środek ciężkości co powoduje, że jest odpowiedni nie tylko dla osób po amputacji kończyn, ale również dla tych, którzy oczekują od swojego sprzętu, że zapewni im maksimum aktywności.

V300 jest konstrukcją, która umożliwia zmianę podstawowych parametrów:

- 4 wysokości siedziska od podłoża,
- 4 głębokości siedziska,
- 3 wysokości podparcia pod łokieć,
- 3 głębokości podparcia pod łokieć,
- 5 poziomów nachylenia siedziska,
- napięcie oparcia (poduszka oparcia + pasy VELCRO).



V300



rama:



tapicerka



57
60
62
64
66
68



39
42
44
46
48
50



22-23-24
22-23-24
22-23-24
22-23-24
22-23-24
22-23-24



44-47-50-53
44-47-50-53
44-47-50-53
44-47-50-53
44-47-50-53
44-47-50-53



44-46-48-50-52
44-46-48-50-52
44-46-48-50-52
44-46-48-50-52
44-46-48-50-52
44-46-48-50-52



40-54
40-54
40-54
40-54
40-54
40-54



40
40
40
40
40
40



15,9
najcięższa część
9,7



130 kg

XXL

71
74
78

53
56
60

22-23-24
22-23-24
22-23-24

44-47-50-53
44-47-50-53
44-47-50-53

44-46-48-50-52
44-46-48-50-52
44-46-48-50-52

40-54
40-54
40-54

40
40
40

~22
z elastyczną
tapicerką

175 kg

Uwaga :Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka. Dopuszcza się rozbieżność parametrów w zakresie 1,5cm, 1,5 kg, 1,5°!

