



GEMINI 2

Jakość i duże możliwości

Piękno prostoty i komfortu.

W pełni regulowany i spersonalizowany **Gemini 2** jest idealnym towarzyszem rodzinnych wycieczek i zajęć w domu.



Łatwe i proste pozycjonowanie

- Właściwa postawa siedząca jest bardzo ważna dla dzieci i osób młodych. Dzięki szerokiej gamie akcesoriów dodatkowych oraz możliwości regulacyjnych możemy spersonalizować **Gemini 2**.

Regulacje dotyczą:

- Korekcja podparcia głowy
- Korekcja podparcia tułowia
- Korekcja podparcia miednicy
- Korekcja podparcia stóp



Łatwe i proste pozycjonowanie


- W przypadku krótkiego lub długiego użytkowania zmiana postawy twojego dziecka w ciągu dnia jest koniecznością. Albo w celu zmniejszenia ciśnienia, krążenia krwi, albo po prostu dla komfortu.

Lubisz być w stałym kontakcie wzrokowym ze swoim dzieckiem? A może twoje dziecko woli widzieć i odkrywać świat przed nim? Łatwe odwracanie fotela dzięki inteligentnemu systemowi **ReverSeat** pozwala zrobić to w kilka sekund.



Stwórz własne Gemini

- Spersonalizuj i ustaw **Gemini 2** z szeroką gamą opcji i akcesoriów dodatkowych.




Stolik - U90



Osłona przeciwdeszczowa - U96

Kolory tapicerek i ram



Czarno szary



Niebiesko szary



Zielono szary



Fioletowo szary



Niebiesko czarny 3D Net



Kolor ramy: Czarny matowy



Kolor ramy: Ciemny szary

Łatwy w życiu

■ Skonfiguruj i łatwo dopasuj swój **Gemini 2** dzięki inteligentnemu systemowi bez używania dodatkowych narzędzi. Pociągnij, lub przekręć pokrętła i zmień konfigurację wózka w kilka sekund.

Gemini 2 został przeprojektowany z myślą o kompaktowości, zapewniając łatwe przechowywanie i transport.



Pociągnij i odwróć fotel



Regulacja oparcia



Pociągnij i złóż



Pedał hamulca



Regulowana rączka pchania



Regulowana płyta pod stopy



Pomysłowy system 2 w 1

- Stwórz 2 produkty z 1 siedziskiem: fotelik terapeutyczny i wózek spacerowy. Wykorzystując podstawę jezdną U82, możesz w sposób szybki zamontować na niej fotel z **Gemini 2**. Zamiana wózka w fotelik, który poprzez swoje możliwości adaptacyjne jest idealnym rozwiązaniem dla terapeutów zajmujących się dziećmi ze specjalnymi potrzebami i dla rodziców.





Koła przednie 8" pompowane/PU



Koła tylne 12" pompowane/PU



Poduszka boczna miednicy 2 cm – B28A
Poduszka boczna miednicy 4 cm – B28B



Poduszka boczna tułowia 2 cm – B28C
Poduszka boczna tułowia 4 cm – B28D



Klin – U53



Torba na zakupy – U61



Śpiwór – U62



Daszek – U67



Blokada kół przednich - U68



Barierka – U64

180° regulowany
uchwyt do pchania

Składany i odpinany
daszek - U67



Regulowany
zagłówek - U72

Pasy czteropunktowe


Podłokietniki rurowe

Peloty stabilizacyjne
(miednica/tułów) - U69

PU lub pompowane koła tylne

ZESKANUJ MNIE I
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ





Półka pod respirator - U70



Wałki stabilizujące tułów - U71




Podłokietniki rurowe - U84




Regulowane peloty tułowia - U85



Hi-Low podstawa jezdna - U82



Regulowane peloty miednicy - U86



Dodatkowe małe pelotki tułowia - U87



Ochroniacze na ramę - U88



Poduszka lędźwiowa - U89



Plastikowy stolik terapeutyczny - U90



Sandały na stopy - U91



Dane techniczne Gemini 2 (dla obu modeli: 320 mm i 400 mm szer. siedz.)

■ Całkowita szerokość	620 mm & 690 mm
■ Całkowita wysokość	1200 mm & 1275 mm
■ Długość całkowita	950 mm & 1060 mm
■ Szerokość po złożeniu	620 mm & 690 mm
■ Szerokość siedziska	320 mm & 400 mm
■ Wysokość podłokietników	200 mm

■ Wysokość siedzenia	510 mm
■ Wysokość oparcia	520 - 640 mm & 650 - 770 mm
■ Głębokość siedziska	300 - 360 mm & 360 - 420 mm
■ Waga	18 kg & 27 kg
■ Maksymalna waga użytkownika	35 kg & 50 kg
■ Dodatkowe informacje	CE

Pomiary w mm, waga w kg - Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (± 15 mm, 1,5 kg).
Model pokazany tylko w celach ilustracyjnych. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.

Sprzęt zaprojektowany z myślą o Tobie

Firma **VERMEIREN** zawsze stara się znaleźć najlepsze dostępne rozwiązanie, które spełni Twoje osobiste oczekiwania. Wraz z postępowym technologicznym, możemy zaoferować najbardziej aktualne produkty. To rezultat naszych ciągłych badań i doświadczenia, które mamy od 1957 roku.

Gwarantowana jakość

Pod względem jakości **Gemini 2** spełnia najwyższe normy ustanowione przez międzynarodowe certyfikowane instytuty badawcze.



VERMEIREN Polska sp. z o.o.

ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska

www.vermeiren.pl
info@vermeiren.pl



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą