

## Symbole na produkcie



Oznaczenie typu



Numer artykułu



Numer seryjny



Numer partii



Urządzenie medyczne



Producent



Data produkcji



Deklaracja zgodności WE



Uwaga: ważne informacje



Zalecane jest przeczytanie instrukcji



Przeczytanie instrukcji jest konieczne przed użyciem produktu



Ryzyko przycięcia



Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach



Maksymalna masa użytkownika w kg



Maksymalne bezpieczne nachylenie terenu w ° (stopniach)



Nie jest przeznaczony do użytku jako fotel w pojeździe silnikowym



Oznaczenie do punktów zaczepienia



Prędkość maksymalna



Dotyczy wyłącznie urządzeń elektrycznych: Klasa zabezpieczeń II



Dotyczy wyłącznie urządzeń elektrycznych: Nie wyrzucać części razem z odpadami domowymi! Przekaż do odpowiedniego recyklingu.



Maksymalne obciążenie koszyka